


Anti-Rps12 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, If/Icc, Elisa - P25398

Número do item: CM0026669



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho RPS12 validado para WB, IF/ICC, ELISA em amostras humanas, de camundongo e rato. Reconhece a proteína ribossomal 40S S12 (eS12), um componente chave da subunidade ribossomal pequena envolvido na biogênese do ribossomo e tradução.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RPS12 pAb Coelho
Observações/Apelido	S12; eS12; RPS12
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6206
GeneID	6206
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-132 do RPS12 humano (NP_001007.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P25398
Peso da Proteína	15kDa
Envio	Saco de gelo