

Anti-Rps13 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P62277

Número do item: CM0017451



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra RPS13 humano (proteína ribossomal S13, uS15). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Adequado para estudos de biogênese de ribossomos e tradução.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RPS13 pAb de Coelho
Observações/Apelido	S13; uS15; RPS13
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6207
GeneID	6207
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 79-151 do RPS13 humano (NP_001008.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P62277
Peso da Proteína	17kDa
Envio	Saco com gelo