


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Rps14 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P62263

Número do item: CM0025650



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra RPS14 (proteína ribossomal 40S S14) humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para estudos de biogênese de ribossomos e nucléolo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RPS14 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	S14; EMTB; uS11; RPS14
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6208
GeneID	6208
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-151 da RPS14 humana (NP_005608.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reação Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P62263
Peso Molecular da Proteína	16kDa
Envio	Bolsa de gelo