

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Rps17 Para Wb, Elisa - P08708

Número do item: CM0024343



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-RPS17 para WB e ELISA, validado em humanos, reage cruzadamente com camundongo e rato. Reconhece a proteína ribossomal 40S S17, um componente da subunidade ribossomal pequena com papéis na biogênese de ribossomos e na anemia de Diamond-Blackfan.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RPS17 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	S17; DBA4; eS17; RPS17L; RPS17L1; RPS17L2; RPS17
Espécie	Humano
GeneID (humano)	6218
GeneID	6218
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 1-100 da RPS17 humana (NP_001012.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P08708
Peso da Proteína	16kDa
Envio	Bolsa de gelo