


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Rps17 Para Wb, If/Icc, Elisa - P08708

Número do item: CM0022231



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra RPS17, uma proteína ribossomal 40S. Validado para WB, IF/ICC, ELISA em humano, rato, camundongo. Ideal para pesquisa de ribossomos e síntese proteica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RPS17 Rabbit pAb
Observações/Apelido	S17; DBA4; eS17; RPS17L; RPS17L1; RPS17L2; RPS17
Espécie	Humano
GeneID	6218
Imunógeno	Peptídeo Sintético (Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da RPS17 humana (NP_001012.1))
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P08708
Peso Proteico	16kDa
Envio	Saco de Gelo