

Anticorpo Policlonal Anti-Rps18 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P62269

Número do item: CM0012907



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra RPS18 humano (proteína ribossomal 40S S18), validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Adequado para pesquisas sobre ribossomos e estudos de síntese proteica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RPS18 pAb Coelho
Observações/Apelido	KE3, S18, HKE3, 3-KE, uS13, D6S218E, RPS18
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6222
GeneID	6222
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-152 do RPS18 humano (NP_072045.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P62269
Peso da Proteína	18kDa
Envio	Saco com gelo