


Anticorpo Monoclonal Anti-Rps19 Para Wb, Ip, If/Icc, If-P, Elisa - P39019

Número do item: CM0011809



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade direcionado ao RPS19 humano (proteína ribossomal 40S S19). Validado para WB, IP, IF, ELISA; reage cruzadamente com humano, camundongo, rato. Ideal para pesquisas sobre biogênese de ribossomos e anemia de Diamond-Blackfan.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RPS19 Rabbit mAb
Observações/Apelido	DBA; S19; DBA1; eS19; LOH19CR1; RPS19
Espécie	Humano
GeneID	6223
Imunógeno	Peptídeo Sintético - Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 66-145 do RPS19 humano (P39019).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IP, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P39019
Peso da Proteína	16kDa
Envio	Saco de gelo