


Anticorpo Policlonal Anti-Rps19 Para Wb, Elisa - P39019

Número do item: CM0021727



introdução

RPS19 Rabbit pAb é um anticorpo policlonal contra a proteína ribossômica S19 humana 40S, validado para WB e ELISA. Ideal para estudar a biogênese dos ribossomos e a anemia de Diamond-Blackfan.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	RPS19 Rabbit pAb
Observações/Alias	DBA; S19; DBA1; eS19; LOH19CR1; RPS19
Espécie	Humana
GeneID (humano)	6223
GeneID	6223
Imunógeno	Proteína recombinante (proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-145 da RPS19 humana (NP_001013.1))
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humana
SWISS	P39019
Peso da proteína	16 kDa
Transporte	Bolsa de gelo