


Anticorpo Policlonal Anti-Rps19Bp1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q86Wx3

Número do item: CM0014928



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra RPS19BP1 (AROS) para WB, IF/ICC, ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Adequado para estudos de biogênese ribossômica, regulação de SIRT1 e sinalização de p53.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	RPS19BP1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	AROS; S19BP; RPS19BP1
Espécie	Humano
ID do gene (humano)	91582
ID do gene	91582
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-136 de RPS19BP1 humano (NP_919307.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	Q86WX3
Peso da proteína	15 kDa
Transporte	Bolsa de gelo