

Anticorpo Monoclonal Anti-Rps20 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P60866

Número do item: CM0012047



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra RPS20 humano (proteína ribossomal 40S S20). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Reage com humano, camundongo, rato. Ideal para pesquisas ribossomais e estudos de síntese proteica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RPS20 Rabbit mAb
Observações/Apelido	S20; uS10; RPS20
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6224
ID do Gene	6224
Imunógeno	Peptídeo Sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do RPS20 humano (P60866)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P60866
Peso da Proteína	13kDa
Envio	Saco com gelo