


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Rps21 Para Wb, Elisa - P63220

Número do item: CM0020009



introdução

RPS21 Rabbit pAb é um anticorpo policlonal direcionado à proteína ribossomal humana RPS21, essencial para a tradução. Validado para Western blot (WB) e ELISA, reage de forma cruzada com camundongo. Excelente para estudar a função do ribossomo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RPS21 Rabbit pAb
Observações/Apelido	S21; HLDF; eS21; RPS21
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6227
ID do Gene	6227
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-81 da RPS21 humana (NP_001015.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P63220
Peso Proteico	9kDa
Envio	Saco de gelo