

Anticorpo Policlonal Anti-Rps23 Para Wb, Elisa - P62266

Número do item: CM0019434



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra RPS23 humano (16kDa), validado para WB e ELISA. Ideal para fabricantes de diagnósticos e laboratórios de pesquisa que estudam a função do ribossomo e tradução. SWISS: P62266.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RPS23 Rabbit pAb
Observações/Apelido	S23; BTDD; uS12; MABAS; MCINS; PAMAS; RPS23
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6228
GeneID	6228
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 40-120 do RPS23 humano (NP_001016.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P62266
Peso da Proteína	16kDa
Envio	Saco de gelo