


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Rps24 Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P62847

Número do item: CM0017962



introdução

O anticorpo policlonal de coelho Anti-RPS24 da CamelBio é validado para WB, IHC-P, IP e ELISA. Tem como alvo a proteína ribossômica humana 40S S24 (eS24), com reação cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudos de biogênese ribossômica, tradução e DBA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	RPS24 pAb de coelho
Observações/Alíás	S24; DBA3; eS24; RPS24
Espécie	Humana
GeneID (humano)	6229
GeneID	6229
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-130 da RPS24 humana (NP_148982.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	P62847
Peso da proteína	15 kDa
Envio	Gelo reutilizável