


Anticorpo Policlonal Anti-Rps25 Para Wb, If/Icc, Elisa - P62851

Número do item: CM0015982



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à proteína ribossomal S25 (RPS25/eS25). Validado para aplicações de WB, IF/ICC e ELISA; reage de forma cruzada com humano, camundongo e rato. Ideal para estudos de síntese de proteínas ribossomais e biologia da subunidade pequena.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RPS25 Rabbit pAb
Observações/Apelido	S25; eS25; RPS25
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6230
GeneID	6230
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 50 até o C-terminal da RPS25 humana (NP_001019.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P62851
Peso Proteico	14kDa
Envio	Em saco de gelo