


Anticorpo Policlonal Anti-Rps26 Para Wb, Elisa - P62854

Número do item: CM0014897



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à proteína RPS26 humana (proteína ribossomal 40S S26, 13kDa). Validado para WB e ELISA, reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para pesquisa em ribossomos e tradução.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	RPS26 Coelho pAb
Observações/Apelido	S26; eS26; DBA10; RPS26
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6231
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente aos aminoácidos 1-100 da proteína RPS26 humana (NP_001020.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P62854
Peso da Proteína	13kDa
Envio	Em saco de gelo