


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Rps27 Para Wb, Elisa - P42677

Número do item: CM0026631



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra RPS27 (proteína ribossomal 40S S27). Validado para WB e ELISA; reage com amostras humanas e de rato. Peso alvo ~9 kDa. Útil para pesquisas sobre biogênese de ribossomos e anemia de Diamond-Blackfan.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RPS27 Rabbit pAb
Observações/Apelido	S27; MPS1; eS27; DBA17; MPS-1; RPS27
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6232
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante correspondente aos aminoácidos 1-84 do RPS27 humano (NP_001021.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	P42677
Peso da Proteína	9kDa
Envio	Saco de gelo