


Anticorpo Policlonal Anti-Rps27A Para Wb, Ihc-P, Elisa - P62979

Número do item: CM0013727



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra RPS27A, uma proteína de fusão ubiquitina-ribossomal envolvida na degradação e tradução de proteínas. Validado para WB, IHC-P e ELISA em humanos, camundongos e ratos. Ideal para estudos sobre sinalização da ubiquitina, via do proteassoma e biogênese ribossomal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	RPS27A Rabbit pAb
Observações/Alíase	UBC; S27A; eS31; CEP80; UBA80; HEL112; UBCEP1; UBCEP80; RPS27A
Espécie	Humana
GeneID (humano)	6233
GeneID	6233
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-156 da RPS27A humana (NP_001170884.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	P62979
Peso da proteína	18 kDa
Envio	Bolsa de gelo