

Anticorpo Policlonal Anti-Rps27A Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P62979

Número do item: CM0023833



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a fusão humana RPS27A (fusão de ubiquitina-proteína ribossomal eS31). Ideal para aplicações WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage cruzadamente com humanos, camundongos e ratos. Validado em pesquisas sobre sinalização por ubiquitina e função ribossomal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RPS27A Rabbit pAb
Observações/Alias	UBC; S27A; eS31; CEP80; UBA80; HEL112; UBCEP1; UBCEP80; RPS27A
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6233
ID do Gene	6233
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-156 da RPS27A humana (NP_001170884.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P62979
Peso da Proteína	18kDa
Envio	Saco de gelo