

Anticorpo Policlonal Anti-Rps27A Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P62979

Número do item: CM0023813

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra RPS27A humano (fusão da proteína ubiquitina-ribossomal eS31). Ideal para aplicações de WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage cruzadamente com humano, camundongo, rato. Validado em pesquisas sobre sinalização de ubiquitina e função ribossomal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho RPS27A
Observações/Apelido	UBC; S27A; eS31; CEP80; UBA80; HEL112; UBCEP1; UBCEP80; RPS27A
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6233
ID do Gene	6233
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-156 do RPS27A humano (NP_001170884.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P62979
Peso da Proteína	18kDa
Envio	Saco de gelo