

Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Rps27L Para Wb, Elisa - Q71Um5

Número do item: CM0023598

introdução

Anticorpo policlonico de coelho contra RPS27L humano, validado para Western blot e ELISA. Reage com homólogos de humano, camundongo e rato. Adequado para pesquisa em proteínas ribossomais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RPS27L Rabbit pAb
Observações/Alias	RPS27L
Espécie	Humano
GeneID (humano)	51065
GeneID	51065
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-84 da RPS27L humana (NP_057004.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q71UM5
Peso Molecular da Proteína	9kDa
Envio	Bolsa de gelo