


Anticorpo Policlonal Anti-Rps28 Para Wb, If/Icc, Elisa - P62857

Número do item: CM0022984



introdução

Anticorpo policlonal anti-RPS28 de coelho, de alta qualidade, validado para WB, IF/ICC e ELISA. Apresenta reação cruzada com RPS28 humano, de camundongo e de rato. Ideal para estudos de biogênese ribossômica e síntese proteica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RPS28 Rabbit pAb
Observações/Alias	S28; eS28; DBA15; RPS28
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6234
GeneID	6234
Imunógeno	Proteína recombinante; proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-69 do RPS28 humano (NP_001022.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P62857
Peso da Proteína	8 kDa
Envio	Gelo reutilizável