


Anticorpo Policlonal Anti-Rps3 Para Wb, If/Icc, Elisa - P23396

Número do item: CM0017578



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra RPS3 humano, validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage com amostras humanas, de camundongo e de rato. Adequado para a detecção de proteínas ribossômicas e estudos de reparo do DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de coelho contra RPS3
Observações/Alcunha	S3, uS3, RPS3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6188
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-243 do RPS3 humano (NP_000996.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P23396
Peso da Proteína	27 kDa
Envio	Bolsa de gelo