

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Rps3 Para Wb, If/Icc, Elisa - P23396

Número do item: CM0010656



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra RPS3 humano (SWISS: P23396). Validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para pesquisas de proteínas ribossômicas, reparo de DNA e estudos de apoptose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RPS3 Rabbit mAb
Observações/Apelido	S3; uS3; RPS3
Espécie	Humano
ID do Gene	6188
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 100-200 do RPS3 humano (P23396).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P23396
Peso da Proteína	27kDa
Envio	Saco de gelo