

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Rps3 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P23396

Número do item: CM0024016



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho Anti-RPS3 de alta qualidade para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage com Humano, Camundongo, Rato. Alvo da proteína ribossomal 40S S3, envolvida na tradução, reparo de DNA e apoptose. Ideal para pesquisas de biologia celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RPS3 pAb de Coelho
Observações/Apelido	S3; uS3; RPS3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6188
GeneID	6188
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-243 do RPS3 humano (NP_000996.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P23396
Peso da Proteína	27kDa
Envio	Saco com gelo