


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Rps4X Para Wb E Elisa - P62701

Número do item: CM0026633



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-RPS4X validado para WB e ELISA, que reage com a proteína 40S ribossomal eS4 (30 kDa) de humano, camundongo e rato. Ideal para estudos de biogênese de ribossomos e mecanismos de síntese proteica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RPS4X Coelho pAb
Observações/Apelidos	S4; eS4; CCG2; RPS4; SCAR; SCR10; DXS306; RPS4X
Espécie	Humano
GeneID (humano)	6191
GeneID	6191
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 66-263 da RPS4X humana (NP_000998.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P62701
Peso Molecular da Proteína	30kDa
Envio	Bolsa de gelo