

Anti-Rps5 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb E Elisa - P46782

Número do item: CM0030931



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o RPS5 humano (proteína ribossomal 40S S5, uS7), validado para Western blot e ELISA. Reage cruzadamente com humano, camundongo e rato. Ideal para estudos de biogênese de ribossomos e síntese proteica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RPS5 pAb de Coelho
Observações/Apelido	S5; uS7; RPS5
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6193
GeneID	6193
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-204 do RPS5 humano (NP_001000.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P46782
Peso da Proteína	23 kDa
Envio	Saco com gelo