


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Rps6Ka1/Rps6Ka2/Rps6Ka3 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q15418 / Q15349 / P51812

Número do item: CM0023263



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra RPS6KA1, RPS6KA2, RPS6KA3, validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage com humano, camundongo, rato. Ideal para pesquisa de transdução de sinal e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RPS6KA1/RPS6KA2/RPS6KA3 pAb de Coelho
Espécie	Humano
GeneID (humano)	6195/6196/6197
GeneID	6195/6196/6197
	Pepetideo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 600-700 do RPS6KA1/RPS6KA2/RPS6KA3 humano (NP_002944.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q15418/Q15349/P51812
Envio	Saco com gelo