

Anticorpo Policlonais Anti-Rps6Ka2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q15349

Número do item: CM0022851

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra RPS6KA2 (RSK3/p90RSK2), validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Ideal para estudo de sinalização MAPK/ERK, biologia do câncer e controle da tradução.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RPS6KA2 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	RSK; HU-2; RSK3; p90RSK2; p90-RSK3; pp90RSK3; MAPKAPK1C; S6K-alpha; S6K-alpha2; RPS6KA2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6196
ID do Gene	6196
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 632-733 da RPS6KA2 humana (NP_066958.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q15349
Peso da Proteína	83kDa
Envio	Bolsa de gelo