

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Rps6Ka4 Para Wb, Ihc-P, Elisa - O75676

Número do item: CM0014726

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a proteína quinase S6 ribossômica alfa-4 (MSK2, UniProt O75676). Validado para WB, IHC-P, ELISA; reage de forma cruzada com humano e camundongo. 86 kDa. Ideal para estudos de sinalização inflamatória e de estresse.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RPS6KA4 Coelho pAb
Observações/Apêndice	MSK2; RSK-B; S6K-alfa-4; RPS6KA4
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	8986
ID do Gene	8986
Imunógeno	Peptídeo sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 673-772 do RPS6KA4 humano (NP_003933.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	O75676
Peso Proteico	86kDa
Envio	Bolsa de Gelo