

Anticorpo Policlonal Anti-Rps6Ka5 (Msk1) Para Wb, Elisa - 075582

Número do item: CM0030978



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra RPS6KA5 (MSK1) humano, validado para Western blot e ELISA. Reage de forma cruzada com humano, rato e rato. Ideal para estudar a sinalização de quinase em respostas ao estresse e inflamatórias.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RPS6KA5 Rabbit pAb
Observações/Apelido	MSK1; RLPK; MSPK1; RPS6KA5
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	9252
GeneID	9252
Imunogénio	Péptido sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 700-800 do RPS6KA5 humano (NP_004746.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	075582
Peso Proteico	90kDa
Envio	Saco de gelo