

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Rps6Ka5 (Msk1) Para Wb, Elisa - O75582

Número do item: CM0006370



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado a RPS6KA5 (MSK1), validado para WB e ELISA. Reage com humano, camundongo, rato e macaco. Ideal para o estudo de vias de sinalização de quinases ativadas por mitógenos e estresse, regulação da transcrição e modificação de histonas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RPS6KA5 Rabbit mAb
Observações/Apelidos	MSK1; RLPK; MSPK1; RPS6KA5
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	9252
GeneID	9252
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 639-736 da RPS6KA5 humana (NP_004746.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato, Macaco
SWISS	O75582
Peso Proteico	62kDa/82kDa/90kDa
Envio	Bolsa de gelo