

Anticorpo Policlonal Anti-Rps6KL1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y6S9

Número do item: CM0027781

introdução

Anticorpo policlonal de coelho Anti-RPS6KL1 validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reconhece RPS6KL1 humano, de rato e camundongo, uma proteína ribossômica serina/treonina quinase. Ideal para estudos de biologia ribossômica e sinalização.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	RPS6KL1 Coelho pAb
Observações/Apelido	RSKL2; RPS6KL1
Espécie	Humano
ID do Gene	83694
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-130 do RPS6KL1 humano (NP_113652.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y6S9
Peso Proteico	60kDa
Envio	Saco de gelo