

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Rps7 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P62081

Número do item: CM0029585



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra a proteína ribossomal S7 humana (RPS7), validado para aplicações de WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA; reage com amostras de humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre biogênese ribossomal e anemia de Diamond-Blackfan.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RPS7 Rabbit pAb
Observações/Apelido	S7; eS7; DBA8; RPS7
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6201
ID do Gene	6201
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-194 do RPS7 humano (NP_001002.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P62081
Peso da Proteína	22kDa
Envio	Saco de gelo