


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Rps8 Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P62241

Número do item: CM0003551



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra RPS8 humano (proteína ribossomal 40S S8, SWISS: P62241). Validado para WB, IF/ICC, IP, ELISA com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para pesquisas ribossomais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RPS8 Rabbit mAb
Observações/Apelido	S8; eS8; RPS8
Espécie	Humano
ID do Gene	6202
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-208 do RPS8 humano (NP_001003.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P62241
Peso da Proteína	24 kDa
Envio	Saco com gelo