


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Rps8 Para Wb, If/Icc, Elisa - P62241

Número do item: CM0021253



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra RPS8 humano (proteína ribossomal 40S S8) para Western blot, IF/ICC e ELISA. Validado em amostras humanas, de camundongo e rato. Peso molecular previsto de 24 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RPS8 Rabbit pAb
Observações/Alias	S8; eS8; RPS8
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	6202
ID do Gene	6202
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 10-100 da RPS8 humana (NP_001003.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P62241
Peso da Proteína	24kDa
Envio	Bolsa de gelo