


Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Rps9 Para Wb E Elisa - P46781

Número do item: CM0022643



introdução

Anticorpo policlonico de coelho direcionado ao RPS9 humano (proteína ribossomal 40S S9), validado para Western blot e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para pesquisa em biogênese de ribossomos e tradução.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RPS9 Rabbit pAb
Observações/Alias	S9; uS4; RPS9
Espécie	Humano
GeneID (humano)	6203
GeneID	6203
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-162 do RPS9 humano (NP_001004.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P46781
Peso da Proteína	23kDa
Envio	Bolsa de gelo