


Anticorpo Policlonal Coelho Anti-Rraga Para Wb, If/Icc, Elisa - Q7L523

Número do item: CM0030629



introdução

Anticorpo policlonal de coelho produzido contra RRAGA humano (proteína A relacionada a Ras de ligação a GTP), validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage de forma cruzada com humano, rato, rato. Ideal para pesquisa de sinalização mTORC1 e detecção de aminoácidos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RRAGA Coelho pAb
Observações/Apelido	FIP1; RAGA; FIP-1; RRAGA
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10670
GeneID	10670
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 213-313 do RRAGA humano (NP_006561.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	Q7L523
Peso Proteico	37kDa
Envio	Saco de gelo