


Anticorpo Policlonal Coelho Anti-Rragd Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Nql2

Número do item: CM0030656



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a proteína humana relacionada a Ras de ligação a GTP D (RRAGD) validado para WB, IHC-P, ELISA; reatividade cruzada com camundongo e rato; detecta 46kDa; regulador chave da sinalização do mTORC1 em resposta a aminoácidos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RRAGD Rabbit pAb
Observações/Apelido	RAGD; HOMG7; bA11D8.2.1; RRAGD
Espécie	Humano
ID do Gene	58528
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 181-400 do RRAGD humano (NP_067067.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9NQL2
Peso Proteico	46kDa
Envio	Saco de gelo