

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Rras2 Para Wb, Elisa - P62070

Número do item: CM0029092



introdução

RRAS2 Rabbit pAb é um anticorpo policlonal validado para WB e ELISA, reativo contra humano, camundongo e rato. Ideal para estudar sinalização relacionada a Ras e processos de desenvolvimento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RRAS2 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	NS12, TC21, RRAS2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	22800
ID do Gene	22800
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-204A do RRAS2 humano (NP_036382.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P62070
Peso da Proteína	23kDa
Envio	Bolsa de gelo