

Anticorpo Policloal De Coelho Anti-Rrbp1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9P2E9

Número do item: CM0013599

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a RRBP1 humana, adequado para aplicações WB, IF/ICC e ELISA. Reage de forma cruzada com humanos e camundongos. A proteína 1 de ligação a ribossomos medeia a interação entre ribossomos e a membrana do retículo endoplasmático.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RRBP1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	RRp; hES; p180; ES130; ES/130; RRBP1
Espécie	Humana
GeneID (Humana)	6238
GeneID	6238
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-140 da RRBP1 humana (NP_004578.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Camundongo
SWISS	Q9P2E9
Peso Molecular	152kDa
Envio	Saco de gelo