

Anticorpo Monoclonal Anti-Rrm1 Para Wb, Elisa - P23921

Número do item: CM0008661



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho direcionado ao RRM1 humano, validado para Western blot e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Esta subunidade grande de 90kDa da ribonucleotídeo redutase é essencial para a síntese de DNA, tornando o anticorpo ideal para pesquisa em oncologia e ciclo celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo monoclonal de coelho anti-RRM1
Observações/Apelido	R1, RR1, RIR1, RRM1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6240
GeneID	6240
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 691-792 do RRM1 humano (P23921)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P23921
Peso Proteico	90kDa
Envio	Em saco de gelo