

Anticorpo Policloal Anti-Rrm1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P23921

Número do item: CM0012849



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao RRM1 humano (subunidade grande da ribonucleotido redutase) para WB, IHC-P, IF/ICC, IP e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ferramenta essencial para o estudo da síntese de DNA e distúrbios relacionados.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RRM1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	R1; RR1; RIR1; RRM1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	6240
GeneID	6240
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 593-792 do RRM1 humano (NP_001024.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P23921
Peso da Proteína	90kDa
Transporte	Bolsa de gelo