

Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Rrm1 Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P23921

Número do item: CM0015499



introdução

Anticorpo policlonico de coelho anti-RRM1 validado para WB, IF/ICC, IP, ELISA. Detecta a subunidade grande da ribonucleotideo redutase humana e de camundongo (90 kDa), essencial para a síntese e reparo do DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RRM1 Rabbit pAb
Observações/Alias	R1; RR1; RIR1; RRM1
Espécie	Humana
GeneID (humano)	6240
GeneID	6240
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Camundongo
SWISS	P23921
Peso da Proteína	90 kDa
Envio	Bolsa de gelo