


Anticorpo Policlonais Anti-Rrm2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P31350

Número do item: CM0029840



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra RRM2 humano, adequado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Validado para pesquisa sobre metabolismo de nucleotídeos e síntese de DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RRM2 Rabbit pAb
Observações/Alias	R2; RR2; RR2M; C2orf48; RRM2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6241
ID do Gene	6241
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-389 do RRM2 humano (NP_001025.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P31350
Peso da Proteína	45kDa
Envio	Saco de gelo