


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Rrm2 Para Wb E Elisa - P31350

Número do item: CM0011103



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho direcionado à RRM2 humana (subunidade M2 da ribonucleotídeo redutase), validado para WB e ELISA em humano, rato e camundongo. Essencial para pesquisa em síntese de DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RRM2 Rabbit mAb
Observações/Apelido	R2; RR2; RR2M; C2orf48; RRM2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6241
GeneID	6241
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 10-117 da RRM2 humana (P31350).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P31350
Peso Proteico	45kDa
Envio	Em saco de gelo