


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Rrp1 Para Wb E Elisa - P56182

Número do item: CM0020273



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado à RRP1 (NNP-1, NOP52), adequado para Western blot e ELISA em amostras humanas, de camundongo e de rato. Ideal para investigar o processamento de rRNA 28S e a dinâmica nucleolar. SWISS: P56182.

[Saiba mais](#)

Especificação	Detalhes
Nome do Produto	RRP1 Rabbit pAb
Observações/Alias	NNP-1, NOP52, RRP1A, D21S2056E, RRP1
Espécie	Humano
ID do Gene	8568
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 26-253 da RRP1 humana (NP_003674.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P56182
Peso da Proteína	53kDa
Envio	Bolsa de gelo