

Anticorpo Policlonal Anti-Rrp36 Para Wb E Elisa - Q96Eu6

Número do item: CM0013804

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a proteína humana RRP36 (homólogo da proteína de processamento de RNA ribossômico 36). Validado para aplicações em Western blot e ELISA. Envolvido na maturação do pré-rRNA que leva ao rRNA 18S.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RRP36 Rabbit pAb
Observações/Apelido	C6orf153; dj20C7.4; RRP36
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	88745
GeneID	88745
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-259 da RRP36 humana (NP_149103.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q96EU6
Peso Proteico	30kDa
Envio	Saco de gelo