


Anticorpo Policlonais Anti-Rrp8 Para Wb, Elisa - 043159

Número do item: CM0023760



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra RRP8 (Nucleometilina) para aplicações de Western blot e ELISA. Validado em amostras humanas, de camundongo e rato. Adequado para estudos de silenciamento de rDNA e regulação da cromatina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RRP8 Rabbit pAb
Observações/Alias	NML; KIAA0409; RRP8
Espécie	Humano
GeneID (humano)	23378
GeneID	23378
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 100-200 do RRP8 humano (NP_056139.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O43159
Peso da Proteína	51kDa
Transporte	Saco de gelo