

Anticorpo Policlonal Anti-Rsad2 De Coelho Para Wb, If/Icc, Elisa - Q8Wxg1

Número do item: CM0027807

introdução

pAb de Coelho anti-RSAD2 validado para WB, IF/ICC, ELISA com reatividade cruzada para humano, camundongo, rato. Proteína antiviral indutível por interferona viperina; adequado para estudos de imunidade inata e replicação viral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho RSAD2
Observações/Apelido	SAND; cig5; vig1; cig33; RSAD2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	91543
GeneID	91543
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 118-361 do RSAD2 humano (NP_542388.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8WYG1
Peso Proteico	42kDa
Envio	Saco de gelo