


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Rsl24D1 Para Wb, Elisa - Q9Uha3

Número do item: CM0021506



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra RSL24D1 humano, uma proteína nucleolar envolvida na biogênese da subunidade ribossômica 60S. Validado para WB e ELISA, reage com amostras humanas e de camundongo. Ideal para estudos de montagem ribossômica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	RSL24D1 pAb de coelho
Sinônimos	L30; RLP24; RPL24; TVAS3; RPL24L; C15orf15; HRP-L30-iso; RSL24D1
Espécie	Humano
GeneID	51187
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 10-80 de RSL24D1 humano (NP_057388.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo
SWISS	Q9UHA3
Peso da proteína	20 kDa
Envio	Bolsa de gelo